

PATRICK MAYER



Der Erfinder und Unternehmer Patrick Mayer ist seit einem Sportunfall auf Gehhilfen und Rollstuhl angewiesen. Als Landschaftsfotograf hat er den Anspruch, sich auf jedem Terrain sicher und standfest fortbewegen zu können, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.



GEHHILFE SAFETYFOOT

WHEEL
BLADES

Weitere Informationen und Artikeldetails:

cosanum.ch/safetyfoot

Erhältlich bei:

cosanum
Der Gesundheitslogistiker.

Solide, rutschfest und stabil - für maximale Mobilität. Schnell und einfach an jeder Gehhilfe zu montieren, helfen sie, trittsicher durchs Leben zu gehen.


Der **«Aufsatz für Gehhilfen SafetyFoot»** — ein cleveres Produkt SWISS MADE — wird für Gehhilfen in den gängigsten Grössen angeboten.

Art-Nr.	Bezeichnung
302000001	Aufsatz für Gehhilfe SafetyFoot S (einzeln)
302000002	Aufsatz für Gehhilfe SafetyFoot M (einzeln)
302000003	Aufsatz für Gehhilfe SafetyFoot L (einzeln)
302000021	Aufsatz für Gehhilfe SafetyFoot S (Set à 2 Stk.)
302000022	Aufsatz für Gehhilfe SafetyFoot M (Set à 2 Stk.)
302000023	Aufsatz für Gehhilfe SafetyFoot L (Set à 2 Stk.)


-  Glasfaserverstärkte Teile für maximale Belastbarkeit bei geringem Gewicht
-  Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl
-  Spezielles Sohlenmaterial für maximalen Halt auch auf nassen und rutschigen Böden
-  Profil für mehr Halt



SAFETYFOOT GEBRAUCHSANWEISUNG



Zur Grössenbestimmung den Schaft-Durchmesser im unteren Teil der Gehhilfe messen.



Den Gehhilfeaufsatz so auf das Krückenrohr stecken, dass die Klemmlaschen der Bride, in Gehrichtung betrachtet, nach hinten zeigen. Die Schraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel anziehen.